

DISPOSABLE SYRINGES

SC Profi Syringe Sterile, Single use



■ 일회용 주사기

SPECIFICATION		PACKAGE	
		INNER BOX	C/T
Disposable Syringe	1cc 26G × 1/2"	100pcs	3,000pcs
	2cc 23G × 1"	100pcs	2,400pcs
	3cc 23G × 1"	100pcs	2,400pcs
	5cc 23G × 1"	100pcs	1,600pcs
	10cc 21G × 1 1/4"	100pcs	1,200pcs
	20cc 22G × 1 1/4"	50pcs	600pcs
	30cc 21G × 1 1/4"	50pcs	600pcs
	50cc 21G × 1 1/4"	25pcs	300pcs

■ 의약품 등을 인체에 주입하는데 사용하는 일회용 의료기기

■ 사용방법

1. 제품을 개봉 후 Needle Cover를 제거한다.
2. 밀대를 후퇴시켜 약액을 흡입한 후 밀대를 전진시켜 공기를 제거한다.
3. 혈관을 천공하여 약액을 주입한다.

- Clear cylinder for perfect visualization of syringe contents.
- Bold scale printing for a more accurate dosage of medication.
- Special silicone lubrication ensures that plunger moves smoothly and evenly.
- Perfect Luer slip assuring a safe connection of syringe and needle.
- Retaining ring: prevents accidental plunger rod withdrawal.
- CE Marked
- FDA 510K

DISPOSABLE SYRINGES

SC Profi Tube Sterile, Single use



■ 채혈용 주사기

SPECIFICATION		PACKAGE	
		INNER BOX	C/T
Profi Tube	3cc 23G × 1"	100pcs	1,600pcs
	5cc 21G × 1¼"	100pcs	1,600pcs
	10cc 21G × 1¼"	100pcs	1,200pcs

■ 정맥에서 혈액을 채취하는데 사용하는 일회용 의료기기

■ 사용방법

1. 제품의 Needle Cover를 제거한다.
2. 밀대를 전진시켜 공기를 제거한다.
3. 혈관을 천공하여 정맥에서 혈액을 채취한 후 주사침을 제거한다.
4. 통 끝 마개로 통 끝을 막아준다.

■ SC Profi Tube is the disposable syringe, that gathers blood from human vein

■ SC Profi Tube is ideally designed for stable hand gripping, reflecting the structure of human body.

■ Retaining ring: prevents accidental plunger rod withdrawal

■ Special silicone lubrication ensures that plunger moves smoothly and evenly

■ CE Marked

■ FDA 510K

DISPOSABLE NEEDLE

SC Profi Needle

Sterile, Single use



■ 일회용 주사침

GAUGE	COLOR CORD	PACKAGE(PCS X INNER BOX)
17G	Red-Violet	100 × 100 = 10,000pcs
18G	Pink	
19G	Cream	
20G	Yellow	
21G	Green	
22G	Black	
23G	Blue	
24G	Violet	
25G	Orange	
26G	Beige	
27G	Gray	
30G	Yellow	

■ 약액을 인체에 주사 할 때 사용하는 일회용 의료기기

■ 사용방법

1. 사용전 주사침의 이상 유무를 확인한다.
2. 주사기 또는 다른 연결관에 끼운다.
3. 주사침의 오염을 방지하기 위하여 사용직전까지 Cover를 벗기지 않는다.
4. Cover를 벗길 때 주사침의 끝이 손상되지 않도록 주의한다.

■ Multi-facet needle bevel enables smoother, virtually painless injections.

■ Thin walls permits the use of thinner needles with larger lumen thus increasing flow rates during injection and collection.

■ SC Profi Needle can be connected to a luer adapter or luer-lock connector.

■ Adapter and colour coding in compliance with ISO standards.

■ CE Marked

■ FDA 510K